




HIFEM TECHNOLOGIE



Le champ électromagnétique de HIFEM peut cibler les cellules nerveuses motrices pour générer un potentiel d'action, qui stimule directement la contraction musculaire. Il faut dire que "vous pouvez faire de l'exercice en position couchée". Pendant le traitement de 30 minutes, les muscles sont contractés 30 000 fois avec une fréquence élevée et une intensité élevée, ce qui ne peut pas être réalisé en exercice général! La contraction extrême musculaire nécessite une grande quantité d'énergie, de sorte que les cellules adipeuses à côté du muscle sont également consommées, conduisant à une apoptose naturelle et réduisant efficacement l'épaisseur de la graisse.

Les mouvements musculaires causés par HIFEM n'endommageront pas les autres articulations du corps. Ils peuvent efficacement renforcer les muscles du ventre ou des fesses et augmenter le nombre et le volume des fibres musculaires. Il rend les lignes du corps plus visibles, la «ligne sirène» et «la ligne gilet» plus claires.



•La Soutra 10 est un instrument multifonctionnel de modelage corporel et de construction de musules. Il convient pour amincir, modeler, gagner du muscle, dissoudre les graisses et modeler le corps.

•Il est particulièrement efficace pour les fesses et l'abdomen. Il utilise la technologie de champ électromagnétique focalisé à haute intensité (HIFEM) pour induire des éclats à court terme de forte contraction musculaire, résultant en une densité musculaire accrue et un volume réduit.

•C'est le seul moyen d'aider les femmes et les hommes à développer leurs muscles et à brûler les graisses, et c'est la première méthode non invasive au monde pour lever les hanches.


•Il fonctionne par contraction super-maximale ; le tissu musculaire est forcé de s'adapter à cette condition extrême. Il répond par une transformation profonde de la structure interne, qui conduit à l'accumulation de muscles, la tension, le conditionnement et la combustion des graisses. En réduisant la graisse abdominale et en construisant en même temps une fondation des muscles sous la graisse, il aide les patients à obtenir une silhouette plus mince et plus athlétique.

Appliquée sur les fesses, elle peut donner au patient une silhouette plus sportive et plus légère. Le site Le principe d'échauffement/refroidissement n'est pas utilisé, il n'y a donc pas de risque de brûlures, de cicatrices ou de gonflements. Le système recommandé.

Le plan de traitement consiste à effectuer quatre séance de 30 minutes dans un délai de deux semaines.

Les meilleurs résultats seront constaté après trois mois, et continuera à s'améliorer après six mois. Peut renforcer le fessier ou les muscles abdominaux et brûler les graisses tout en maintenant






- Améliorer les muscles et brûler les graisses en même temps
- •Galber les hanche de manière non invasive
- Convient à tout le monde pas d'anesthésie pas de chirurgie
- •Traitement rapide (30 minutes)
- Seulement 4 séances sont nécessaires tous les 2-3 jours d'espacement
- Ressenti : comme un exercice intensif
- •Sûr sans temps d'arrêt
- Le résultat est immédiat, mais il sera perceptible après deux à quatre semaines.
- •La masse musculaire augmente en moyenne de 16%
- ●Perte de graisse en moyenne de 19%



Le principe de base Soutra 10 : Onde électromagnétique focalisée à haute énergie

Grâce à la technologie HIFEM (high energy focused electromagnetic wave), les muscles autologues peuvent réaliser l'entraînement ultime d'expansion et de contraction continues, de manière à remodeler profondément la structure interne des muscles. Elle favorise la croissance des myofibrilles (élargissement des muscles) pour produire de nouvelles chaînes de protéines et de nouvelles fibres musculaires (hyperplasie musculaire) et augmente la densité et le volume des muscles grâce à l'entraînement.




- 2 En vertu de la technologie HIFEM, le mouvement de contraction musculaire limité à 100% peut causer une grande quantité de décomposition des acides gras, l'acide gras de la décomposition des triglycérides sortie, dans la cellule de graisse une grande quantité d'accumulation. concentration en acides gras est trop élevé, permettant l'apoptose adipocyte, en quelques semaines par le corps le métabolisme normal hors du corps.
- ③ Soutra 10 renforce et augmente la masse musculaire, tout en réduisant efficacement la graisse.

Sans ionisation
Non thermique
Pas de
rayonnement



Core principles



Utilisation de la HIFEM : une gamme spécifique de fréquences qui ne permettent pas au muscle de se détendre entre des stimuli successifs, forçant le muscle à rester contractif pendant plusieurs secondes. La formation du muscle se produit lorsque le tissu musculaire est exposé de manière répétée à ces conditions de charge élevée.

Des études ont montré que l'épaisseur des muscles abdominaux augmente en moyenne de 15-16% un à deux mois après le traitement par HIFEM.

Application-Femmes

Peu importe le type de fesses que vous avez, la Soutra 10 peut-elle vous aider à les changer



Type "H"

Ce type spécial est formé par un os de la hanche plus élevé et plus proéminent, ou il y a plus de distribution de graisse des deux côtés de la taille, de sorte que l'apparence globale est carrée, et elle est plus proche de "directement vers le haut et vers le bas", plutôt que d'un courbe lisse de la taille à la hanche.

Type "O"

Ce type est que la graisse se développe jusqu'aux fesses, ce qui aura un effet visuel moelleux de l'arrière. Tant qu'il n'est pas trop gras, la forme de la hanche peut être mieux conservée

Type "A"

Dans ce type de hanche, il est plus facile pour la cuisse d'accumuler de la graisse.Le stockage des graisses autour des hanches et des cuisses est principalement causé par les hormones féminines.Avec votre âge, une diminution des hormones peut entraîner une accumulation de graisse autour de l'abdomen.

Type "V"

Ces hanches sont plus fréquentes chez les femmes d'âge moyen et plus âgées. La caractéristique principale est grande en haut et petite en bas.Si vous ne faites pas attention à l'entraînement musculaire, ce type de hanche commencera à prendre une forme lâche.

Application - Postpartum Lady "Private"

Restaurer l'étanchéité et l'élasticité de l'intimité et retrouver le bonheur et la joie

En utilisant la technologie hifem, activez la régénération du collagène du tissu musculaire du plancher pelvien inférieur, resserrez le muscle détendu du plancher pelvien et améliorez globalement le degré de contrôle musculaire. Avec la technologie non invasive, indolore, non invasive, non radiative et non thermique, il n'est pas nécessaire d'enlever le pantalon, zéro gêne, zéro douleur et confortable.



Avec la croissance de l'âge, la constipation à long terme, la toux ou le baptême des femmes à la naissance, les muscles de la plaque inférieure se relâchent et l'urine s'écoule.

L'amincissement magnétique adopte la technologie HI-EMT et la technologie d'IRM par résonance magnétique focalisée non invasive pour améliorer la ténacité des muscles inférieurs.

Après le traitement, les muscles de la plaque inférieure sont considérablement améliorés, ce qui résout les problèmes d'infiltration d'urine et d'incontinence

Effet du traitement

Confirmé par la recherche médicale

4 traitements

- ↓ L'épaisseur moyenne de la graisse abdominale est de 19,0% (4,4 mm)
- ↓ L'épaisseur moyenne de la graisse abdominale est de 18,6% (4,3 mm)
- ↓ Le tour de taille moyen a perdu 3,5cm
- ↑ L'épaisseur moyenne des muscles abdominaux est de 15.4%

5 à 8 traitements

- ↓ L'épaisseur moyenne de la graisse abdominale est inférieur19.2% (3.4 mm)
- ↑ L'épaisseur moyenne des muscles abdominaux est 15.8%.



1 traitement

Le taux d'apoptose des cellules adipeuses est de 92%





Un traitement correspond a 4 séance et ne prend que 30 minutes. Faites-le au moins 2 fois par semaine et 2 semaines consécutives, facilement et rapidement.

Avantages - Programme d'exercices par étapes

Stretching

1min



Le programme de base de 30 minutes comprend : un "mode d'étirement" de 1 minute, un "mode d'échauffement" de 5 minutes, quatre "modes d'entraînement" de 5 minutes et un "mode de refroidissement" de 4 minutes. Chaque groupe est essentiellement une configuration pas à pas, idéalement pour la musculation, conçue pour fournir les meilleurs résultats en termes de fréquence et d'intensité pour les différents objectifs de chaque individu.

Q & R

Q: A qui convient à la machine Soutra 10?

R: Cette technique peut entraîner un resserrement musculaire bénéfique pour la plupart des gens. Seules les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être traitées ; pour les femmes proches de la menstruation, si elles reçoivent un traitement, les règles peuvent arriver plus tôt ou elles peuvent ressentir des crampes abdominales plus fortes. Si le corps est dans les conditions suivantes, les personnes ne peuvent pas recevoir de traitement : implants métalliques ou électroniques sur le site de traitement, implantation de stimulateur cardiaque, implantation de défibrillateur, implantation de neurostimulateur, implantation de pompe à médicaments, gonflement malin, épilepsie, chirurgie récente.

Q: Quelles parties du corps peuvent être traitée ?

R:Il a été approuvé par la FDA, il peut améliorer les lignes musculaires des fesses et de l'abdomen, et aussi aider à promouvoir le métabolisme des graisses. Les parties les plus adaptées sont : l'abdomen, les fesses, les triceps.

Q: Que doivent faire les utilisateurs pour se préparer à l'utilisation de la machine ?

R: Il est recommandé aux utilisateurs de porter des vêtements confortables afin qu'ils puissent se positionner avec souplesse dans le processus.

Q: Est-ce que cela fait mal?

R: Le programme lui-même est indolore. Il n'y a pas besoin d'anesthésie. Il suffit de s'allonger et d'utiliser deux panneaux en même temps pour appliquer une énergie électromagnétique focalisée de haute intensité. La sensation pendant le traitement est meilleure que la sensation musculaire pendant un exercice intense.

Q: Est-ce sûr?


R: Elle a obtenu la double certification de sécurité et d'efficacité de la FDA et de la CE, et le processus est indolore et non invasif.

Q: Combien de temps l'effet se fera-t-il sentir après le traitement?

R: certains utilisateurs ont constaté que la ligne musculaire abdominale s'était améliorée un jour après le traitement. Pour obtenir l'effet de décomposition des graisses et d'augmentation des muscles, 4 traitements ont été nécessaires. Le meilleur effet est obtenu 2 à 4 semaines après la fin du traitement. Après le traitement, il peut réduire la graisse de 19 % et augmenter le muscle de 16 %.

Q:Si vous suivez le cours tous les 2-3 mois, vous pouvez mieux maintenir l'état optimal. ?

R: Faites 4 séance, l'effet peut aller jusqu'à six mois. Mais certaines personnes peuvent avoir besoin de traitements supplémentaires pour obtenir les meilleurs résultats. Si vous suivez le traitement tous les 2 ou 3 mois, vous pouvez mieux maintenir l'état optimal.



Before 5 Weeks After 8 Weeks After





Before After

Avant 12 semaines après 4 traitements Avant PV SE CAROLY JACOB HD 8 semaines après 4 traitements

COURTESY OF: PAULA LOZANOVA, MD.



















Parties opérationnelles












Stepped workout time allocation



Select different total operating time, "Stepped Workout" time allocation

Operating time	Stretchi ng	Warm- Up	Workout	Cool down
30min	1min	5min	4 groups 5min	4min
2min	1min	5min	3 groups 5min	4min
20min	1min	5min	2 groups 5min	4min
15min	1min	5min	1 group 5min	4min
10min	1min	5min		4min
5min	1min			4min



1min

Warm-Up