




MODE THERMIQUE REFROIDISSEMENT

Radiofréquence fractionnée avec système de refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

Poids	23 kg
Dimensions	355 x 480 x 1105 mm
Conseil	20 broches / 60 broches / 120 broches
Fréquence RF	1 MHz
Niveau RF	1 ~ 10
Temps d'émission	1s / 2s / 3s
Pouvoir	100-240 V CA, 50/60 Hz, 130 W

Programme THERMODE COOL




- ✕ Atténuer les rides
- ✕ Lifting de la peau relâchée
- ✕ Amélioration des rides du visage
- ✕ Augmentation du collagène
- ✕ Améliorer le teint

THERMODE COOL est un appareil de lifting RF (radiofréquence) qui raffermi la peau en appliquant de la chaleur sur la couche dermique, stimulant ainsi les fibroblastes à produire des fibres de collagène.


Ce procédé permet d'obtenir un effet liftant et raffermissant immédiat, grâce à la régénération du collagène.

Le refroidissement prévient les lésions tissulaires causées par une chaleur qui dure plus longtemps que nécessaire. Il réduit le temps d'arrêt et soulage la douleur après une stimulation physique telle qu'une exfoliation.


Effet THERMODÉ REFROIDISSANT



L'énergie RF raffermi la peau par la chaleur.



La chaleur contracte le collagène et stimule sa production.



Le traitement se maintient
Le collagène, qui ralentit le vieillissement.



THERMODE COOL utilise l'énergie RF (radiofréquence) pour chauffer la peau tout en l'apaisant grâce à un système de refroidissement, réduisant ainsi la douleur et les effets secondaires ressentis par le client après le traitement.

Traitement THERMODE COOL

Guide des 3 types de cartouches à broches



THERMODE COOL FRAXEL utilise trois types de cartouches aux caractéristiques différentes. Grâce à la taille et à la disposition des broches, ainsi qu'au réglage du niveau d'énergie et du temps d'émission, FRAXEL peut fournir une énergie RF (radiofréquence) idéale pour la peau.

Fonction THERMODE COOL

