



EMS Physio



Spécification du produit
PRIMO THERASONIC EMS460

Soutra





Primo Therasonic 460

- Écran tactile couleur
- Ultrasons à double fréquence
- Mémoire programmable
- Écran facile à nettoyer, réduisant le risque d'infection croisée
- Alimentation secteur en standard, bloc d'alimentation externe disponible en option

Protocoles de traitement

- Point de Trigger
- Faible irritabilité
- Lésion du tendon
- Arthrose
- Arthrite chronique rhumatoïde
- Tennis Elbow
- Canal carpien
- Fibromyalgie
- Étirement des tissus mous
- Syndrome d'impaction
- Tendinite calcifiante
- Douleur périéale (persistante)
- Douleur périéale

Primo Therasonic 460 ultrason

L'appareil à ultrasons Primo Therasonic a été conçu pour vous offrir un large éventail de choix pour votre programme de traitement par ultrasons.

Largement utilisé pour améliorer le temps de guérison des lésions des tissus mous, il intègre des algorithmes et des protocoles cliniques fondés sur des données probantes.

Spécifications techniques

Alimentation 18v, 3.33 A PSU externe

Fusible interne T3.15A

Batterie Bloc d'alimentation Primo externe (en option)

Fréquence ultrasons 1 MHz et 3 MHz pour 460

Intensité maximale 1,5 W/cm² en mode continue, 3,0 W/cm² en ondes pulsées

Puissance de sortie maximale des ultrasons 6 W en moyenne

Modes de sortie CW et pulsé Rapports 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 et 1:9

Programmes de traitement 16 configurations définies par l'utilisateur

Durée de l'impulsion 2ms

Tête de traitement : Grande tête de traitement ERA 4cm² , petite tête de traitement ,6cm² 1MHz, 0,4cm² 3MHz

Algorithme de dose (en option) Calcule les paramètres de traitement à partir des paramètres saisis par l'utilisateur.

Minuterie de traitement 0 à 30 minutes

Contact Monitor Voyant sur le transducteur ou le signal audio

Options linguistiques Anglais, français, allemand, espagnol, italien, vietnamien

Classification (EN60601-1) Class 1, Type BF

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 90 x 230 x 290 mm

Poids 1,3 kg

Informations pour la commande

Primo Therasonic 460

Primo Therasonic 460 Appareil à ultrasons à double fréquence (1MHz et 3MHz) complet avec une grande tête de traitement, un flacon de gel de couplage (250ml)

EMS460

Informations pour la commande d'accessoires

Grande tête de traitement	PMA9125
Petite tête de traitement	PMA9135
Mallette de transport matelassée	EMS530
Chariot de traitement	EMS158
Bloc d'alimentation Primo	PMA1960



Autres informations techniques

Grande tête de traitement par ultrasons

Surface 4cm²

BNR < 5

Type de faisceaux collimatés



Petite tête de traitement par ultrasons

1MHz 3MHz

Surface 0.6cm² 0.4cm²

BNR < 5

Type de faisceau :
divergent collimaté



EMS460